



**Incubadores microbiológicos
Thermo Scientific Heratherm**

seguros
fáciles
eficientes

Thermo Scientific Heratherm Compact

La unidad más compacta de la familia de incubadores microbiológicos Heratherm tiene una capacidad de 18 L, ideal para espacios de trabajo personalizados.



Incubador microbiológico compacto Heratherm, 18 L



La solución perfecta para la incubación personalizada

diseño inteligente
para aplicaciones de pequeños
volúmenes

- Huella mínima para zonas de laboratorios con poco espacio
- Temperatura ambiente o inferior
- Alta exactitud de la temperatura
- La luz interna facilita la observación de las muestras

TABLA DE ESPECIFICACIONES Y NÚMEROS DE REFERENCIA THERMO SCIENTIFIC HERATHERM COMPACT

Número de referencia	50125882
Modelo	IMC18
Tecnología de convección	Convección mecánica
Intervalo de temperatura	°C 17-40
Desviación espacial de la temperatura	a 37°C ±1,2°C
Desviación de la temperatura a lo largo del tiempo	a 37°C ±0,2°C
Superficie	m ² / pies cuad. 0,12 / 1,3
Volumen de la cámara	L / pies cúb. aprox. 18 / 0,65
Dimensiones	cámara, mm / pulgadas (an x al x fo) 180 x 310 x 290 / 7,1 x 12,2 x 11,4
	exterior, mm / pulgadas (an x al x fo) 260 x 415 x 470 / 10,2 x 16,3 x 18,5
Número de estantes	suministrados / máx. 2 / 3
Carga máxima del estante	kg / libras 2 / 4,4
Voltaje / frecuencia nominales	V / Hz 100-240 / 50/60
Potencia / corriente máx. nominales	W / A 45 / 0,45 - 0,85
Peso	kg / libras 7,2 / 15,9
Número de referencia del estante adicional	50125605

NOTA: Valores medios típicos basados en estándares de fábrica según normativa DIN 12880. Contacte con su representante para información adicional o documentación IQ/OQ.



Interfaz de fácil uso